

04.10.2021

**Produktbezeichnung:** CURACID MEDICAL TÜCHER  
**Anwendungsbereich:** alkoholfreie Desinfektionstücher, Schnelldesinfektion  
**Bereichsempfehlung:** Medizin, Industrie, Schule+Kita, Feuerwehr

<b>Verkaufseinheit</b>	120 Stk. Eimer	120 Stk. Beutel			
Artikelnummer	113010	113011			
EAN	4035901001531	4035901001562			
Gewicht	1,35 kg	1,20 kg			
Höhe	15,5 cm	10,0 cm			
Breite	20,0 cm	31,0 cm			
Tiefe	20,0 cm	29,0 cm			
<b>Verpackungseinheit</b>	4x120 Stk. Eimer	4x120 Stk. Beutel			
Artikelnummer	113010-4	113011-4			
EAN	4035901001234	4035901001241			
Gewicht	5,70 kg	5,030 kg			
Höhe	32,0 cm	20,5 cm			
Breite	45,5 cm	37,0 cm			
Tiefe	22,0 cm	22,5 cm			

- Eigenschaften:**
- zur schnellen Desinfektion von empfindlichen Flächen wie z. B. Schreibtische, Behandlungsliegen, Bedienelemente,...
  - nur 1 Minute Einwirkzeit
  - Flüssigkeit u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
  - breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, Corona u.v.a.)
  - die Tücher sind kratzfrei und ohne Bindemittel, 100% PP, 30x25cm
  - alkoholfrei, daher sehr materialverträglich
  - Dermatest sehr-gut
- Anwendungsempfehlung:** Beutel öffnen und mit der Folie in den Eimer einsetzen. Erstes Tuch aus der Mitte herausziehen. Eimer stets gut verschlossen halten. Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen, mind. 60 Sekunden einwirken lassen.
- Wirksame Bestandteile in 100g:** 0,245g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 0,245g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 0,245g Didecyldimethylammoniumchlorid;
- weitere Bestandteile:** <5% kationische Tenside
- Normen und Regularien:** UFI: 6J10-907R-800F-RFKF  
BauA: N-58464
- Besondere Hinweise:** Blattgröße: ca. 30x25cm, gefalzt auf 30x12,5cm  
Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.