

# PICO-Medical

- **Hände- und Hautdesinfektion**
- **Flächendesinfektion**
- **Desinfektionsreinigung**
- **Instrumentendesinfektion**
- **Atenschutz-Desinfektion**
- **Applikationshilfen, Dosiertechnik**
- **Hygienetraining**






## Desinfektion - Personalhygiene - Hygienetraining

PICO-Medical bietet Ihnen ein abgerundetes Sortiment von Hygieneprodukten der unterschiedlichsten Anforderungen für die Bereiche Hände-, Haut-, Instrumenten- und Flächendesinfektion. Das Spektrum wird durch hochwertige Pflege- und Reinigungsprodukte abgerundet.

Einsatzfelder der Marken Curacid® und Curalind® von PICO-Medical sind

- Alten- und Pflegeheime
  - Feuerwehren + Rettungsdienste
  - Arztpraxen
  - Kindergärten und Schulen
  - Kosmetikstudios
  - Gebäudereiniger
  - die Lebensmittelindustrie
  - die Gastronomie
- und viele andere.

Ergänzend bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen an. Mit unseren Schulungen und Beratungen zu allen Fragen des Hygiene-Managements und der Reinigungs- und Desinfektionspläne realisieren wir individuelle, auf den Einzelnen angepasste Lösungen.



Haut und Hände	S. 4
Schnelldesinfektion	S. 6
Desinfektionsreinigung	S. 7
Vliestücher + Spendereimer	S. 8
Instrumente	S. 9
PSA + Atemschutz	S. 10
Klarspüler + Reiniger	S. 11
Hautschutz + Hautpflege	S. 12
Applikationshilfen + Zubehör	S. 13
Dosier- und Desinfektionstechnik	S. 14



## Hände- und Hautdesinfektion Curacid Curaman

Durch die Sprühflasche gut für kleine Hautpartien geeignet. Das hoch wirksame Mittel lässt sich so auch an unzugängliche Stellen wie z. B. zwischen den Fingern oder Zehen bringen. Auch gut geeignet zur Prophylaxe von Fußpilz oder Nagelpilz.

- bakterizid, fungizid und viruzid
- hygienische Haut- und Händedesinfektion
- zur Hautdesinfektion vor Injektionen
- auch sehr gut für Kühlumschläge geeignet
- RKI-gelistet
- Curaman unterliegt den strengen Richtlinien des Arzneimittelgesetzes (AMG)

Artikelnr. 10103 250ml Flasche  
Artikelnr. 10102 5l Kanister



## Händedesinfektion - mit Rückfetter Curacid Curaman Plus

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit von 15 Sekunden (entsprechend der Anwendungsempfehlung der VAH), zur hygienischen Händedesinfektion. Das Präparat ist hoch wirksam gegen Viren und ausgestattet mit Rückfettern für eine sehr gute Hautverträglichkeit. Anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.

- bakterizide und fungizide Wirkung nach EN1500 (hygienische Händedesinfektion)
- sehr gute Viruswirksamkeit
- viruzide Wirksamkeit nach EN14476
- mit Rückfettern
- Einwirkzeit von nur 15 Sekunden gem. VAH
- ohne Parfüm

Artikelnr. 10151 500ml Flasche  
Artikelnr. 10152 1000ml Flasche



## Händedesinfektion - Spezial Curacid Noro-sept

Schnellwirkendes Händedesinfektionsmittel speziell bei Noro-Viren. Wirksamkeit innerhalb von 30 Sek. Curacid Noro-sept wird gewöhnlich gegen das bestehende Händedesinfektionsmittel ausgetauscht und für die Dauer der drohenden Epidemie eingesetzt.

- schnellwirkendes Händedesinfektionsmittel speziell gegen Noro-Viren
- nur 30 Sek. Einwirkzeit bei Noro-Viren
- zur Eindämmung von Epidemien
- breites Wirkspektrum
- RKI-gelistet

Artikelnr. 10221 500ml Flasche  
Artikelnr. 10222 1000ml Flasche



## Hände- und Hautdesinfektion Curacid HD-sept

Hände- und Hautdesinfektionsmittel auf 2-Propanol-Basis (70% V/V)

Preisgünstiges Präparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Ohne Parfüm und Farbstoffe und daher auch gut für Allergiker geeignet. Sehr gut auch bei talkdrüsenreichen Hautpartien anwendbar.

- bakterizid inkl. TBC und MRSA, fungizid, viruzid inkl. HIV/HBV
- ohne Parfüm und Farbstoffe
- RKI-gelistet

Artikelnr. 10249 100ml Kittelflasche  
Artikelnr. 10250 250ml Sprühflasche  
Artikelnr. 10251 500ml Flasche  
Artikelnr. 10252 1000ml Flasche  
Artikelnr. 10253 5l Kanister  
Artikelnr. 10256 120 Stk. Desinfektionstücher



## Händedesinfektion - mit Rückfetter Poly-Alcohol

**Rückfettende und pflegende  
Händedesinfektion auf 2-Propanol-Basis**

**Schnell wirksames Händedesinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Rückfetter und Pflegestoffe minimieren ein Austrocknen der Haut bei häufiger Anwendung. Sehr breites Wirkungsspektrum für einen universellen Einsatz in Pflege und Rettungswesen.**

- bakterizid inkl. TBC u. MRSA, fungizid, viruzid inkl. HIV/HBV, Rotavirus und Noro-Virus
- mit schützenden Hautpflegekomponenten
- DGHM/VAH-zertifiziert
- RKI-gelistet
- Poly-Alcohol Händeantisepticum unterliegt den strengen Richtlinien des Arzneimittelgesetzes (AMG)

Artikelnr. 10200 100ml Flasche  
Artikelnr. 10201 500ml Flasche  
Artikelnr. 10202 1000ml Flasche  
Artikelnr. 10203 5l Kanister



## Händedekontamination Curacid HD

**Kombi-Produkt zur Händewaschung und Händedesinfektion in einem Arbeitsschritt.**

**Sehr gut geeignet bei stark fett- und eiweißbelasteten Händen.**

- hygienische Händewaschung gegen Bakterien, Pilze und Viren
- waschen und desinfizieren in einem Schritt
- speziell für Lebensmittelbetriebe u. Küchen
- zur Einhaltung der HACCP-Richtlinien
- Begutachtung nach den Richtlinien der VAH

Artikelnr. 10500 500ml Flasche  
Artikelnr. 10501 1000ml Flasche  
Artikelnr. 10502 5l Kanister



## Hygienische Ganzkörperwaschung Curacid WL antibak

**Sehr gut für die antibakterielle Ganzkörperwaschung für Haut und Haare geeignet.**

- wirksam gegen Bakterien
- nachgewiesene Wirksamkeit gegen MRSA
- für Hände, Haut und Haare
- waschen und desinfizieren in einem Schritt
- sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit

Artikelnr. 10550 500ml Flasche



## Händereinigung/Waschlotion Curacid WL

**Seifenfreie Waschlotion für die gründliche und schonende Reinigung von Händen und Haut.**

**Leichte Abspülbarkeit, um das Risiko von Wechselwirkungen mit Desinfektionsmitteln zu verringern.**

- schonende und gründliche Reinigung
- für Hände und Haut
- in allen medizinischen Bereichen
- pH-neutral, seifen- und alkaliefrei
- ohne Farbstoffe
- angenehmer, unaufdringlicher Duft

Artikelnr. 10300 500ml Flasche  
Artikelnr. 10301 1000ml Flasche  
Artikelnr. 10302 5l Kanister



## Schnelldesinfektion - alkoholfrei **Curacid Medical**

**Schnellwirkendes alkoholfreies Desinfektionsmittel für alle medizinischen und industriellen Bereiche. Nur 1 Minute Einwirkzeit. Für Inventar, Flächen, Mobiliar, Sonnenbänke, Acryl-Wannen, etc.**

- gegen Bakterien, Pilze und Viren
- zertifizierte Wirksamkeit
- alkoholfrei, daher für empfindliche Oberflächen wie z. B. Acryl und Plexiglas geeignet
- aldehydfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit
- gebrauchsfertig
- Begutachtung nach den Richtlinien der VAH

Artikelnr. 13050 1000ml Flasche  
 Artikelnr. 13051 5l Kanister  
 Artikelnr. 13060 1 Liter Dosierflasche (Konz.)  
 Artikelnr. 13061 5l Kanister (Konzentrat)



## Schnelldesinfektion - alkoholisch **Curacid Aktiv Classic**

**Schnellwirkendes alkoholisches Desinfektionsmittel für alle medizinischen und industriellen Bereiche. Nur 1 Minute Einwirkzeit. Für Inventar, Flächen, Mobiliar, Küchenmaschinen, Küchenarbeitsflächen, Textilien, etc. Zur Einhaltung der HACCP-Richtlinien, ohne Nachspülen mit klarem Wasser.**

- gegen Bakterien, Pilze und Viren
  - zertifizierte Wirksamkeit
  - für Medizinprodukte zugelassen
  - aldehydfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit
  - gebrauchsfertig
  - Begutachtung nach den Richtlinien der VAH
- Artikelnr. 13600 1000ml Flasche  
 Artikelnr. 13601 5l Kanister



## Schnelldesinfektion - ökologisch **Curacid Citrofekt**

**Schnellwirkendes Öko-Desinfektionsmittel. Sehr gut geeignet für z. B. Verkaufstheken, Küchenmaschinen, Arbeitsflächen, etc. Citrofekt ist nachweislich auch sehr gut bei Milben verwendbar und auf Grund der Öko-Zertifizierung für das Desinfizieren von Käfigen und Ställen bestens geeignet.**

- gegen Bakterien, Pilze und Viren
- auch gegen Milben (z. B. Vogelmilben) einsetzbar
- universell einsetzbar durch gute Materialverträglichkeit
- gebrauchsfertig
- Öko-Zertifizierung, DVG-Zertifizierung
- EN 1276 und EN 1650 geprüft

Artikelnr. 13800 1000ml Flasche  
 Artikelnr. 13803 5l Kanister

## Schnelldesinfektion - Solarium **Curacid SF**

**Alkoholfreies schnellwirkendes Desinfektionsmittel für empfindliche Oberflächen wie Sonnenbänke und Fitnessgeräte. Curacid SF hat einen angenehmen Geruch und hat durch die Tenside neben der Desinfektion auch eine reinigende Wirkung. Das Mischungsverhältnis ist 1:9, so dass 1 Liter Konzentrat genau 10 Liter gebrauchsfertige Lösung ergeben.**

- gegen Bakterien, Pilze und Viren
- universell einsetzbar durch gute Materialverträglichkeit
- keine Rissbildung bei Plexiglas
- nur 60 Sekunden Einwirkzeit

Artikelnr. 13070 1000ml Konzentrat für insgesamt 10 Liter gebrauchsfertige Lösung  
 Artikelnr. 13075 Kombi-Set bestehend aus 8x 1000ml Konzentrat + 1x 10L-Leerkanister + 1x Auslaufhahn für Kanister



## Desinfektionsreiniger - medizinisch **Curacid DR 10**

**Konzentrat zum Einsatz in allen medizinischen und hygienisch kritischen Bereichen. Zur Reinigung und Desinfektion von allen wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, Laboratorien, Praxen, etc.**

- gegen Bakterien (inkl. TBC, MRSA), Pilze und Viren (inkl. HIV/HSV, Noro-Viren)
- auch wirksam gegen behüllte Viren BVDV/Vaccinia, gemäß den aktuellen Empfehlungen des RKI
- löst auch leichten Kalk durch sauren pH-Wert
- aldehydfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit
- sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration
- geeignet für Tauchdesinfektion, Mischsysteme und dezentrale Dosieranlagen
- Begutachtung nach den Richtlinien der VAH

Artikelnr. 13102 1000ml Dosierflasche

Artikelnr. 13101 5l Kanister



## Desinfektionsreiniger - universal **Curacid DR 300**

**Konzentrat zum universellen Einsatz in Küchen, Gastrobetrieben und der Lebensmittelindustrie. Zur Reinigung und Desinfektion von allen wasserbeständigen Oberflächen.**

- gegen Bakterien, Pilze und Viren
- fett- und schmutzlösend durch alkalischen pH-Wert
- aldehydfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit
- geeignet für Tauchdesinfektion, Mischsysteme und dezentrale Dosieranlagen
- Begutachtung nach den Richtlinien der VAH
- nach DVG-geprüft
- geprüft nach EN 1276 und EN 1650

Artikelnr. 13400 1000ml Dosierflasche

Artikelnr. 13405 5l Kanister

Artikelnr. 13401 10l Kanister



## Desinfektionsreiniger - sporizid **Delta Guard**

**Konzentrat für ein effizientes, wirtschaftliches Desinfektionsmittel, welches auch sporizid wirkt. Zur Reinigung und Desinfektion von allen wasserbeständigen Oberflächen.**

- bakterizid, tuberkulozid und levurozid
- sporizid gem. EN13704
- viruzid gem. RKI-Empfehlung (Vaccinia, SV40, Polio, Adeno)
- aldehydfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit
- geeignet für Tauchdesinfektion, Mischsysteme und dezentrale Dosieranlagen
- hervorragende Reinigungsseigenschaften

Artikelnr. 13300 2l Flasche

Artikelnr. 13301 5l Kanister



## Flächendesinfektion ohne Sprühnebel Spendereimer

Um dem Wunsch der Berufsgenossenschaften nachzukommen, keine Sprühnebel mehr einzuatmen, lassen sich Spendereimer in Verbindung mit Vliestüchern mit beliebigen Desinfektionsmitteln tränken.

- für den häufigen Gebrauch konzipiert
- schnell und praktisch
- verursacht keinen Sprühnebel
- für Desinfektionsmittel und andere Flüssigkeiten
- von der Berufsgenossenschaft empfohlen

- Artikelnr. 13030 Spendereimer "Basic" passend für Rollen "Basic"
- Artikelnr. 13031 Spendereimer "Profi" passend für Rollen "Basic" und "Profi"
- Artikelnr. 13032 Spendereimer "Premium" passend für alle Rollen



## Flächendesinfektion ohne Sprühnebel Vliestücher

Spendereimer und Vliestücher sind die geeignete Kombination für schnelle Desinfektion kleinerer und mittlerer Flächen. Einfach Vliesrolle in den Spendereimer legen und Flüssigkeit nach Wunsch hinzugeben.

- starke Qualitäten
- Saugvolumen zwischen 0,9-2,0 Litern
- schnell und praktisch
- einzeln hygienisch verpackt
- inkl. Etikett für den Spendereimer

- Artikelnr. 13040 Vliestücher "Basic", 150 Blatt, 32g/qm, ca. 275x275mm
- Artikelnr. 13041 Vliestücher "Profi", 90 Blatt, 50g/qm, ca. 290x300mm
- Artikelnr. 13042 Vliestücher "Premium", 90 Bl. 60g/qm, ca. 200x380mm




## Tücher - gebrauchsfertig Curacid Aktiv Tücher

Gebrauchsfertige, mit Curacid Aktiv getränkte Vliestücher.

- getränkt mit Curacid Aktiv Classic
- schnell und praktisch
- verursacht keinen Sprühnebel
- keine Benetzungslücken

- Artikelnr. 13002 120 Blatt, 130x200mm, Dose
- Artikelnr. 13004 150 Blatt, 275x275mm, Eimer
- Artikelnr. 13005 150 Blatt, Nachfüller f. Eimer



## Tücher - gebrauchsfertig Curacid Medical Tücher

Gebrauchsfertige, mit Curacid Medical getränkte Vliestücher.

- getränkt mit Curacid Medical
- schnell und praktisch
- verursacht keinen Sprühnebel
- keine Benetzungslücken

- Artikelnr. 13010 150 Blatt, 275x275mm, Eimer
- Artikelnr. 13011 150 Blatt, Nachfüller f. Eimer



## Tücher - gebrauchsfertig Curacid HD-sept Tücher

Gebrauchsfertige, mit Curacid HD-sept getränkte Vliestücher.

- getränkt mit Curacid HD-sept
- sehr breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Viren und Pilze
- schnell und praktisch
- ideal auch für unterwegs
- nur 30 Sekunden Einwirkzeit

Artikelnr. 10256 120 Blatt, 130x200mm, Dose



## Tücher - gebrauchsfertig Curacid Pocket-Dose

Gebrauchsfertige, mit Curacid Aktiv oder Curacid Medical getränkte Vliestücher. Tuchgröße und Grammatur wie bei der größeren Dose.

- getränkt mit Curacid Aktiv oder Curacid Medical
- sehr breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Viren und Pilze
- schnell und praktisch
- ideal auch für unterwegs
- 30 Tücher in der Dose
- Tuchgröße 130x200mm

Artikelnr. 13025 Curacid Aktiv

Artikelnr. 13027 Curacid Medical



## Einzeltücher - gebrauchsfertig Curacid Pocket-Tücher

Gebrauchsfertige, mit Curacid Medical getränkte Vliestücher. Einzeln hygienisch verpackt für kleine Flächen wie Telefone, Tastaturen, etc. Praktisch für unterwegs.

- getränkt mit Curacid Medical
- sehr breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Viren und Pilze
- schnell und praktisch
- ideal auch für unterwegs

Artikelnr. 13022 100x140mm

## Instrumente



## Instrumentendesinfektion EndoStar

Konzentrat zur Aufbereitung von therm stabilen und thermolabilen Gegenständen. Für alle Anwendungsbereiche, in denen ärztliches Instrumentarium im Einlegeverfahren, im Zirkulationsverfahren und im Ultraschallgerät aufbereitet wird.

- gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. M. Terrae, BVDV/Vaccinia, HBV/HIV, Rota, Adeno)
- sehr gute Reinigungsleistung
- aldehydfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit
- phenolfrei, daher keine Luftbelastung
- gute Hautverträglichkeit bei ungewolltem Kurzzeitkontakt mit der Lösung
- geprüft nach den DIN EN Normen für Instrumentendesinfektion und den RKI Empfehlungen
- DGHM/VAH-zertifiziert

Artikelnr. 15300 2000ml

Artikelnr. 15301 5l Kanister



## Desinfektionsreinigung - Kaltwasser **Curacid PSA Ultra**

Schnellwirkender Desinfektionsreiniger für die Anwendung in kaltem Wasser für Tauch- und Ultraschallbad. Für die schonende und wirksame Desinfektion von persönlicher Schutzausrüstung wie Atemschutzmasken, Handschuhe, Stiefel und Chemikalienschutzanzüge

- sehr wirtschaftlich, da nur geringe Einsatzkonzentration von 1%
- schnelle Einwirkzeit
- sehr gute Materialverträglichkeit
- geprüft von der Fachstelle für Atemschutz DEKRA EXAM
- VAH-zertifiziert
- geruchlos, keine Raumluftbelastung

Artikelnr. 13900 1000ml Dosierflasche  
Artikelnr. 13901 5l Kanister  
Artikelnr. 13902 10l Kanister



## Desinfektionsreinigung - Warmwasser **Curacid PSA TC**

Desinfektionsreiniger zur chemothermischen Aufbereitung von Atemschutzmasken, Chemikalienschutzanzügen und anderer persönlicher Schutzausrüstung wie Handschuhe und Stiefel. Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte geeignet, die mit Temperaturen ab ca. 40°C arbeiten.

- sehr wirtschaftlich, da nur geringe Einsatzkonzentration von 0,5-1%
- schnelle Einwirkzeit
- sehr gute Materialverträglichkeit
- von NSF-zertifiziertem Labor geprüft
- Wirksamkeit der Keimreduktion geprüft nach zahlreichen EN-Normen sowie von der Universität Essen
- frischer Geruch, keine Raumluftbelastung

Artikelnr. 13940 5l Kanister  
Artikelnr. 13941 10l Kanister



## Materialschonende Schnelldesinfektion **Curacid PSA Rapid**

Alkoholfreie Schnelldesinfektion, die innerhalb 60 Sekunden wirksam ist. Alkoholfreie Formulierung, daher sehr gute Materialverträglichkeit gegenüber Sichtscheiben aus Acryl oder Polycarbonat oder auch Prüfköpfen in der Atemschutzwerkstatt.

- sehr breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Viren und Pilze
- Wirksamkeit zertifiziert
- kurze Einwirkzeit
- gebrauchsfertig
- gute Reinigungsleistung

Artikelnr. 13910 1000ml Flasche



## Kraftvolles Reinigungsmittel **Curacid PSA Rinse**

Materialfreundliches aber dennoch kraftvolles Reinigungsmittel für die manuelle Vorbehandlung vor der Desinfektion von persönlicher Schutzausrüstung.

- zur mechanischen Reinigung
- sehr gute Schmutz- und Fettlöslichkeit
- sehr gute Abspülbarkeit
- wirtschaftliches Konzentrat
- sehr gute Materialverträglichkeit

Artikelnr. 13920 1000ml Flasche



## Klarspüler für Desinfektionsautomaten **Curacid PSA Clear**

Klarspüler für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten wie z. B. der Meiko TopClean M. Sorgt für schnelle Trocknung und fleckenfreies Spülgut. Universell einsetzbar sowohl für Gummi, EPDM, Silikon und Acryl.

- sehr gute Kalkbindung
- sehr wirtschaftlich
- für schnellere Trocknung
- für fleckenfreies Spülgut
- Materialverträglichkeit von NSF-zertifiziertem Labor geprüft

Artikelnr. 13950 10l Kanister

## Klarspüler



## Curacid SBK

Klarspüler für den Einsatz in Steckbeckenautomaten. Auch für den Einsatz in Geschirrspülmaschinen geeignet. Spezielle Formulierung auch für den Einsatz bei hartem Wasser. Sorgt für schnelle Trocknung und fleckenfreies Spülgut. Universell einsetzbar für Porzellan, Kunststoffe und Edelstahl

- sehr gute Kalkbindung
- verhindert effektiv Streifen und Rückstände auch auf dunklen Flächen wie Edelstahl
- auch für besonders hartes Wasser geeignet
- für schnelle Trocknung
- auch für Kunststoffe einsetzbar

Artikelnr. 15205 5l Kanister





## Pflegendes Dusch- und Waschgel Curalind Soft

Für die hautschonende und pflegende Hände- und Körperreinigung. Mit einem hohem Anteil an Panthenol. Panthenol erhöht das Feuchthaltevermögen der Haut, verbessert die Elastizität, wirkt juckreizlindernd und entzündungshemmend.

- zum Duschen und Baden
- auch für die Haarwäsche geeignet
- milde Tenside, wertvolle Rückfetter und Panthenol sorgen für hohe Hautverträglichkeit
- insbesondere bei spröder und rissiger Haut sowie bei Seifenunverträglichkeit
- seifen-, alkali- und farbstofffrei

Artikelnr. 10705 500ml Flasche  
Artikelnr. 10706 1000ml Flasche  
Artikelnr. 10707 5l Kanister



## Körperpflege Curalind Körperlotion

Für die tägliche Körperpflege der empfindlichen und stark beanspruchten Haut.

- hochwertige Öl-in-Wasser-Emulsion (O/W)
- zieht schnell in die Haut ein
- enthält eine ausgewogene Formel von Feuchthaltewirkstoffen, Vitamin E und Panthenol

Artikelnr. 11200 500ml Flasche



## Händepflege Lotio Lind Hautpflegecreme

Die Lotio Lind Handpflegecreme pflegt und regeneriert stark beanspruchte Haut. Mit Allantoin und Vitamin E.

- für die tägliche Hautpflege
- geschmeidige Haut durch spezielle Pflegekomponenten, wie Vitamin E und Allantoin
- zieht schnell in die Haut ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm
- sehr gut geeignet für die Pflege nach der Desinfektion

Artikelnr. 10605 200ml Tube



## Vital Feuchtpflegetücher

Für die sanfte Pflege empfindlicher Haut. Regeneriert und reizt nicht die Haut.

- mit Aloe Vera

Artikelnr. 15905 84 Stk. Spenderbox  
Artikelnr. 15915 84 Stk. Nachfüllpack



## Vital Pflegeschäum

Schnelle Reinigung von stark und häufig verschmutzten Hautregionen. Milde Reinigungssubstanzen und spezielle Rückfetter pflegen die Haut.

- nach der Anwendung bleibt ein pflegender, rückfettender Schutzfilm zurück
- Anwendung unabhängig von Spendern und Wasser und daher überall durchzuführen
- ohne Alkohol und ohne Farbstoffe
- mit Panthenol

Artikelnr. 15656 500ml Dose



Aluminium

## Armhebelspender

Für alle gängigen Euroflaschen, zur sauberen und hygienischen Entnahme von Desinfektionsmitteln und Seifen. Mit langem Armhebel für einfache Bedienung.

- hochwertiges Aluminium
- langlebige Pumptechnik
- bei 120°C autoklavierbar
- inkl. Befestigungsmaterial

Artikelnr. 18100 für 500ml Flaschen  
Artikelnr. 18101 für 1000ml Flaschen  
Verschlussblenden und Ersatzteile auf Anfrage



Kunststoff

## Armhebelspender

Für alle gängigen Euroflaschen, zur sauberen und hygienischen Entnahme von Desinfektionsmitteln und Seifen. Mit langem Armhebel für einfache Bedienung.

- hochwertiger Kunststoff
- langlebige Pumptechnik
- bei 120°C autoklavierbar
- inkl. Befestigungsmaterial

Artikelnr. 18002 für 500ml Flaschen  
Artikelnr. 18003 für 1000ml Flaschen



## Wandhalterung - Edelstahl Flaschenhalter

Zur hygienischen Entnahme von Desinfektionsmitteln und Seifen.

- hochwertiger Edelstahl
- inkl. Dosierpumpe, Gewinde 25mm
- inkl. Befestigungsmaterial

Artikelnr. xxx für 500ml Flaschen



## Dosierpumpen, 2ml/20ml

Für den Einsatz auf Flaschen, Hub 2ml, bzw. Kanister, Hub 20ml, Steigrohr universell kürzbar.

Artikelnr. 18004 für Flaschen, 25mm  
Artikelnr. 18005 für Kanister, 51mm



## Handsprühkopf "Profi"

Für den Einsatz auf Flaschen mit Gewinde 25mm, sehr feiner Sprühnebel, langlebige Messingdüse, ergonomisch geformt, individuell kürzbar

Artikelnr. 18008



## Kanisterschlüssel

Zum leichten Öffnen von festsitzenden Kanisterverschlüssen.

Artikelnr. 18010

## Kanisterauslaufhahn, 5L/10L

Zum leichten und sauberen Entnehmen aus Kanistern, Gewindedurchmesser 51mm.

Artikelnr. 18013

## Handsprühkopf "Basic"

Für den Einsatz auf Flaschen mit Gewinde 25mm, individuell kürzbar

Artikelnr. 18007

## Wandhalterung Eimer/Dose

Halterung für unsere fertig getränkten Vliestücher (Spendereimer "Basic") bzw. für die Dosen.

Artikelnr. 18115 Halterung für Eimer  
Artikelnr. 18116 Halterung für Dosen



## Maschinelle Maskenaufbereitung Meiko TopClean M

Der Reinigungs- und Desinfektionsautomat TopClean M ist die erste Maschine, bei der die erfolgreiche Keimreduktion bei den gängigsten Atemschutzmasken wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Durch modernste Spültechnik unglaublich schnell und effizient.

Mit dem MEIKO TopClean M gewährleisten Sie höchstmögliche Hygienesicherheit für die Atemschutzträger. Und dies bei geringsten Betriebskosten, kurzen Programmlaufzeiten und optimierten Arbeitsabläufen für die Gerätewarte.

Die effektive und zuverlässige TopClean M – Verfahrenstechnik macht dies möglich:



## Dosierautomat HS DOS COM

Microprozessorgesteuerter Dosierautomat zur automatischen Herstellung von gebrauchsfertiger Desinfektionslösung aus Konzentraten und Leitungswasser. Durch die BAM-Zulassung ist die Dosiergenauigkeit auch bei unterschiedlichen Viskositäten von Flüssigkeiten geprüft und bestätigt.

- Sicherheit für den Anwender aufgrund maschineller Reinigung und Desinfektion im geschlossenen System
- vorheriges Einweichen, Scheuern und Wischen entfällt
- mit chemo-therm. Desinfektionsverfahren und präziser integrierter Dosiertechnik
- GiO-Modul für optimierte Schlierenfreiheit bei höchster Wasserqualität
- speziell auf die Anforderungen für Atemschutzmasken abgestimmte, material-schonende Desinfektionschemie
- spezielle Körbe zum parallelen und effizienten Arbeiten
- flexible Programmlaufzeiten für unterschiedliche Verschmutzungsgrade
- bis zu 40 Atemschutzmasken in der Stunde aufbereitbar
- Anbindung des TopClean M an die situativen Bedingungen vor Ort
- deutliche Verkürzung der Trocknungszeiten für die Atemschutzmasken
- deutliche Reduktion der gesamten Aufbereitungszeit je Atemschutzmaske, um bis zu 60 %
- ergonomische und effiziente Arbeitsbedingungen für die tätigen Fachkräfte der Atemschutzwerkstatt

- Gehäuse aus Edelstahl
- Vollelektronischer Impulszähler für proportionalen Abgriff der durchfließenden Wassermenge
- 220V
- Gehäusemaße (LxBxH): 350x300x140mm
- Gewicht: 8,5 kg (leer)
- Auch lieferbar für die Verwendung von zwei unterschiedlichen Konzentraten